


## Тележка для инструментальной оснастки станков ЧПУ.

Артикул	Габаритные размеры	Описание	Вес изделия, кг	Нагрузка на полку кг.	Нагрузка на тележку кг.
42.101	1110x600x1090h	Тележка для инструментальной оснастки станков ЧПУ	68	200	750

### Комплектация и крепеж:

№	Наименование	Кол-во
1	Ручка	1
2	Кронштейн	2
3	Корпус	1
4	Держатель полок 0 градусов	-----
5	Держатель полок 15 градусов	-----
6	Комплект ограждений	1
7	Навесная полка с ковриком	1
8	Полки с ложементами	-----
9	Комплект колес	1
	Колесо Ф125 поворотное	2
	Колесо Ф125 поворотное с тормозом	2
	Паспорт	1
<b>Крепеж:</b>		
10	Винт М6х25 Ц ГОСТ 17473-80	2
11	Болт М8х25 Ц ГОСТ7805-70	16
12	Шайба 8 гровер ГОСТ 6402-70	16
13	Шайба А.8.01 ГОСТ 6958-78	16

Рис. 1



### Инструкция по сборке тележки:

- Аккуратно вскройте упаковку.
  - Проверьте комплектность поставки, согласно таблиц: артикул и комплектация (тележка поставляется в разобранном виде).
  - Перед началом эксплуатации изделия протяните все крепежные соединения.
  - Установите ручку (поз.1) в кронштейны (поз.2), затем прикрепите ручку к тележке с удобной для выполнения работ стороны, с помощью Винт М6х25 (поз.10), так, как показано на Рис.2.
  - С помощью Болт М8х25 (поз.11), Шайба 8 (поз.12 и 13), закрепите колеса (поз.9) к корпусу (поз.3). (См. рис. 2)
- Обратите внимание**, поворотные колеса с тормозом рекомендуется устанавливать со стороны установки ручки.
- Тележка готова к работе.

#### Дополнительные комплектующие к тележке заказываются отдельно:

Арт. 42.001- навесная полка с ковриком.

Арт.42.002- комплект ограждений.

Арт.43.0351 – держатель полок под ложементы 0 градусов

Арт.43.0352 – держатель полок под ложементы 15 градусов

43.0331	Полка с 12 ложементами HSK40 для шкафа инструментального	
43.0332	Полка с 10 ложементами HSK50 для шкафа инструментального	
43.0333	Полка с 10 ложементами HSK63 для шкафа инструментального	
43.0334	Полка с 8 ложементами HSK80 для шкафа инструментального	
43.0335	Полка с 6 ложементами HSK100 для шкафа инструментального	
43.032	Полка универсальная под ложементы BT для шкафа инструментального (ложементы не входят в комплект поставки и заказываются отдельно)	




Рис.2

## Гарантийные обязательства:

1. Завод принимает претензии по качеству продукции в течении 36 месяцев с момента её продажи.

2. Завод оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие характеристики изделия.

**Спасибо! Вы выбрали продукцию нашего завода, и мы надеемся, что данное изделие поможет в Вашей деятельности.**

Информацию о других производимых нами изделиях можно найти в **Internet** по адресу: [www.ferrum.ru](http://www.ferrum.ru).

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Ваш региональный дилер: \_\_\_\_\_